



SCHEMA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

DEVICE[®] TB-2

Registrazione del Ministero della Salute n. 19035

INSETTICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI DA 2g PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE NEI LUOGHI DI RIPRODUZIONE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Diflubenzuron puro	2 g
Coformulanti	98 g

Caratteristiche

DEVICE[®] TB-2 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare. DEVICE[®] TB-2 interferisce con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare bloccandone il normale processo di muta.

Gli effetti dell'applicazione del DEVICE[®] TB-2 sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2 - 4 giorni. Ripetere i trattamenti di DEVICE[®] TB-2 ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile - estivo, in corrispondenza della riproduzione delle zanzare.

Validità: 4 anni a temperatura ambiente

Campo d'applicazione

DEVICE[®] TB-2 è un insetticida in compresse effervescenti per il controllo delle larve di zanzare nei luoghi di riproduzione.

DEVICE[®] TB-2 è applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare quali: acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, vasi di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d'acqua) e in sistemi idraulici chiusi quali: tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole.

Modalità e dosi d'uso

1 compressa per 40 litri di acqua in caso di acque molto inquinate/organiche (es. tombini)


1 compressa ogni 8 m³ in caso di acque chiare

1 compressa ogni 4 m³ in caso di acque sporche

Confezione

Secchiello da 5 kg

COD 1-1441-4-1X5



bleuline_{s.r.l.}

via Virgilio, 28 Z.I. Villanova · 47122 Forlì (FC) · Italia · Tel. +39 0543 754430 · Fax +39 0543 754162
e-mail: bleuline@bleuline.it · www.bleuline.it · P. IVA 03168170409